

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
CE CONFORMITY DECLARATION

AVIZOR S.A., con sede social en la C/ La Cañada nº 17 28850 Torrejón de Ardoz (España), y planta de fabricación en la Avenida de la Innovación nº 2 en 28919 Leganés (España), fabricante de productos oftálmicos y ópticos especificados en los anexos

Anexo 1: Productos de mantenimiento de lentes de contacto, y soluciones oftálmicas.
Anexo 2: Accesorios.

Declara que los productos sanitarios indicados son conformes con los requisitos esenciales especificados en la directiva 93/42/CE relativa a los productos sanitarios. Para los productos incluidos en el anexo 1, esta declaración tiene su apoyo en el certificado CE nº 95 11 0013 CT de sistema completo de garantía de calidad de acuerdo con el anexo II emitido con fecha 11/12/2018 por Organismo notificado nº 0318 - Agencia española del medicamento y los productos sanitarios (Ministerio de Sanidad de España),

AVIZOR S.A., with headquarters at C/ La Cañada nº 17 28850 Torrejón de Ardoz (Spain), and manufacturing site in Innovación Avenue, 2 – 28919 Leganés (Spain), manufacturer of ophthalmic and optic products collected in the next annexes

Annex 1: Contact lenses care products, and ophthalmic solutions.

Annex 2: Accessories.

Declares that the Medical Devices described are according to essentials requirements of European directive 93/42/EC about Medical devices. For products include in annex 1, this declaration is backed by the CE certificate nº 95 11 0013 CT of full quality assurance system certificate according to annex II, issued on 11/12/2018 by Notified Body nº0318- Spanish Agency of medicines and Medical Devices (Ministry of Health of Spain).

En Torrejón de Ardoz a 20 de septiembre de 2021

Signed and dated in Torrejón de Ardoz on 20th September 2021



Fdo: Peter Bulte.
Director General.

Este certificado caducará a los 10 años de su expedición. La validez de esta declaración está sujeta a la validez del certificado CE que ampara a los productos incluidos en ella.

This certificate is valid for 10 years from the date when it was issued. The validity of this declaration is subjected to the validity of the CE certificate where product are included.

Código/Code: DC-AV-A-11

AVIZOR S.A.

Sede Social/Headquarters:
La Cañada, 17
28850 Torrejón de Ardoz (Spain)
Tel.: +34 91 656 45 15
e-mail: avizor@avizor.es

Planta de fabricación/Manufacturing site:
Avda. de la Innovación, 2
28919 Leganés (Spain)

www.avizor.com

Productos de Mantenimiento de Lentes de Contacto (*Contact lenses care Products*)

Clasificación/Classification: IIb **Código NANDO/ NANDO code:** MD 0108

1. Soluciones únicas / *Multipurpose solutions.*

1.1.a. Soluciones únicas para lentes de contacto hidrofílicas / *Multipurpose solutions for soft contact lenses*

1.1.a.1. SOLUCIÓN AVIZOR ÚNICA

Solución en formato multidosis en envase de polipropileno/

Solution in polypropylene multidose format

Variantes: 60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 250ml, 300ml, 360ml 350ml, 500ml.

Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR UNICA CLASICA

1.1.a.2. SOLUCIÓN AVIZOR ÚNICA MONODOSIS

Solución en formato monodosis / *Solution in monodose format*

Variantes: 10ml x 5 monodosis, 10ml x 15 monodosis, 10ml x 30 monodosis. **Otras marcas (*Other brands*):**

ALL CLEAN 1 DAY

AQUASOFT 1 DAY

1.1.a.3. SOLUCIÓN AVIZOR ÚNICA PE

Solución en formato multidosis en envase de polietileno/ *Solution*

polyethylene multidose format. **Variantes:** 240ml, 250ml, 350ml, 360ml

AVIZOR UNICA CLASICA

1.1.a.4. SOLUCIÓN AVIZOR ALL IN ONE SOFT.

Solución en formato multidosis/ *Solution multidose format.*

Variantes: 60ml, 75ml, 100ml, 120ml, 240ml, 250ml, 350ml 360ml, 375ml

Otras marcas (*Other brands*):

1.1.b. Soluciones únicas para lentes de contacto hidrofílicas con antidepósito de proteínas / *Multipurpose solutions for soft contact lenses with protein remover*

1.1.b.1. SOLUCIÓN AVIZOR ÚNICA DISPOSABLE

Solución con antidepósito de proteínas en formato multidosis en envase de polipropileno / *Solution with protein remover in polypropylene*

multidose format. **Variantes:** 60ml, 100ml, 120ml, 240 ml, 250 ml, 350ml, 360ml 500ml. **Otras marcas (*Other brands*):**

ALL CLEAN SOFT

AQUASOFT

1.1.b.2. SOLUCIÓN AVIZOR ÚNICA DISPOSABLE MONODOSIS

Solución con antidepósito de proteínas en formato monodosis/ *Solution with protein remover in monodose format*

Variantes: 10ml x 5 monodosis, 10ml x 15 monodosis, 10ml x 30 monodosis. Otras marcas (*Other brands*):

ALL CLEAN SOFT

1.1.b.3. SOLUCION AVIZOR ÚNICA DISPOSABLE PE

Solución con antidepósito de proteínas en formato multidosis en envase de polietileno / *Solution with protein remover in polyethylene multidose format*

Variantes: 60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 250 ml, 300ml, 350ml, 360ml, 500ml. Otras marcas (*Other brands*):

- ALL CLEAN SOFT

1.1.c. Soluciones únicas para lentes de contacto hidrofílicas con hialuronato sódico/ *Multipurpose solutions for soft contact lenses with sodium hyaluronate*

1.1.c.1. AVIZOR ÚNICA HY

Solución con hialuronato sódico en formato multidosis en envase de polipropileno / *Solution with sodium hyaluronate in polypropylene multidose format*. Variantes: 60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 250ml, 350ml, 360ml, 500ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR UNICA SENSITIVE.

1.1.c.2. AVIZOR ÚNICA HY MONODOSIS

Solución con hialuronato sódico en formato monodosis/ *Solution with sodium hyaluronate in monodose format*

Variantes: 10ml x 5 monodosis, 10ml x 10 monodosis, 10ml x 15 monodosis, 10ml x 30 monodosis. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR UNICA SENSITIVE UNIDOSE.

1.1.c.3. AVIZOR UNICA HY PE

Solución con hialuronato sódico en formato multidosis en envase de polietileno / *Solution with sodium hyaluronate in polyethylene multidose format*

Variantes: 60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 250 ml, 300ml, 350ml, 360ml, 500ml. Otras marcas (*Other brands*):

- AVIZOR UNICA SENSITIVE.

1.1.c.4. AVIZOR ALL IN ONE HA. Solución con hialuronato sódico en formato multidosis/ *Solution with sodium hyaluronate in multidose format.*

Variantes: 60ml, 75ml, 100ml, 120ml, 240ml, 350ml, 360ml, 375ml.

1.1.c.5. AQUA BALANCE SOFT.

Solución con hialuronato sódico en formato multidosis/ *Solution with sodium hyaluronate in multidose format*

Variantes: 60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 350ml, 360ml.

1.1.d. Soluciones únicas para lentes de contacto hidrofílicas con Aloe vera / *Multipurpose solutions for soft contact lenses with Aloe vera.*

1.1.d.1. AVIZOR UNICA AV

Solución con Aloe vera en formato multidosis en envase de polipropileno / *Solution with Aloe vera in polypropylene multidose format*

Variantes: 60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 250ml, 300ml, 350ml, 360ml, 500ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR ALVERA.

ALVERA.

1.1.d.2. AVIZOR UNICA AV PE

Solución con Aloe Vera en formato multidosis en envase de polietileno / *Solution with Aloe Vera in polyethylene multidose format*

Variantes: 60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 250ml, 300ml, 350ml, 360ml, 500ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR ALVERA.

ALVERA.

1.1.e. Soluciones Únicas para lentes de contacto rígidas y gas-permeables / *Multipurpose solutions for RGP contact lenses*

1.1.e.1. SOLUCIÓN AVIZOR GP ÚNICA

Solución en formato multidosis en envase de polipropileno / *Solution in polypropylene multidose format*

Variantes: 30ml, 60ml, 100ml, 120ml, 200ml, 240ml
Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR GP MULTI

1.1.e.2. SOLUCION AVIZOR GP UNICA PE

Solución en formato multidosis en envase de polietileno / *Solution in polyethylene multidose format*. Variantes: 30ml, 60ml, 100ml, 120ml, 200ml, 240ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR GP MULTI

1.1.e.3 AQUA BALANCE HARD.

Solución con hialuronato sódico en formato multidosis/ *Solution with sodium hyaluronate in multidose format*.

Variantes: 60ml, 100ml, 120ml.

1.1.f. Soluciones Únicas para lentes de contacto hidrofílicas con Euphrasia y Chamomilla / *Multipurpose solutions for soft contact lenses with Euphrasia y Chamomilla*.

1.1.f.1. AVIZOR HERBAL ALL IN ONE.

Solución con Euphrasia y Chamomilla en formato multidosis/ *Solution with Euphrasia y Chamomilla in multidose format*.

Variantes: 60ml, 75ml, 100ml, 120ml, 350ml, 360ml, 375ml.

1.2. Soluciones de aclarado / *Rinsing solution*

1.2.a. Soluciones para aclarado de lentes de contacto / *Rinsing solution for contact lenses*

1.2.a.1. SOLUCION AVIZOR FISIOLOGICA

Solución salina con conservante en formato multidosis en envase de polipropileno / *Saline solution with preservative in polypropylene multidose format*

Variantes: 60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 250 ml, 300ml, 350ml, 360ml, 500ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR SALINA

1.2.a.2. AVIZOR SALINE UNIDOSE

Solución salina tamponada sin conservante en formato monodosis/ *Buffered Saline solution without preservative in monodose format*

Variantes: 5ml x 30 monodosis. Otras marcas (*Other brands*):

1.2.a.3. AVIZOR SUERO FISIOLÓGICO UNIDOSE

Solución oftálmica con NaCl al 0,9% sin conservante en formato monodosis/ *Ophthalmic solution with 0,9% NaCl without preservative in monodose format*. Variantes: 5ml x 30 monodosis.

Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR SALINE PURE

1.2.a.4. SOLUCIÓN AVIZOR RINSING.

Solución salina con conservante en formato multidosis / *Saline solution with preservative in multidose format*.

Variantes: 60ml, 75ml, 100ml, 120ml, 240ml, 250ml, 350ml, 360ml, 375ml.

1.3. Soluciones limpiadoras, humectantes y lubricantes de lentes de contacto/ *Cleaning, wetting and lubricant solution for contact lenses*

1.3.a. SOLUCION AVIZOR CLEANING DROPS

Solución con conservante en formato multidosis en envase de polipropileno/ *Ophthalmic solution with preservative in polypropylene multidose format*. Variantes: 15ml. Otras marcas (*Other brands*):

- AVIZOR LACRIFRESH CLEANING

1.3.b. SOLUCION AVIZOR CLEANING DROPS PE

Solución con conservante en formato multidosis en envase de polietileno/ *Ophthalmic solution with preservative in polyethylene multidose format*. Variantes: 5, 10 y 15ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR LACRIFRESH CLEANING

1.4. Soluciones humectantes y lubricantes de lentes de contacto- Alivio de la sequedad y fatiga ocular/ *Wetting and lubricant solution for contact lenses- Relief of the symptoms of dryness and eye fatigue*

1.4.a. SOLUCION AVIZOR COMFORT DROPS

Solución oftálmica con conservante en formato multidosis en envase de polipropileno/ *Ophthalmic solution with preservative in polypropylene multidose format* Variantes. 15ml, 20ml.

Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR LACRIFRESH COMFORT

1.4.b. AVIZOR COMFORT DROPS UNIDOSE

Solución oftálmica sin conservante en formato monodosis/
Ophthalmic solution without preservative in monodose format
Variantes: 0.4 ml x 20 monodosis. Otras marcas (*Other brands*):

-AVIZOR LACRIFRESH COMFORT UNIDOSE

1.4.c. SOLUCION AVIZOR MOISTURE DROPS

Solución oftálmica con conservante y hialuronato sódico al 0,1% en formato multidosis en envase de polipropileno / *Ophthalmic preserved solution with 0,1% sodium hyaluronate in polypropylene multidose format*. Variantes. 10ml, 15ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR LACRIFRESH MOISTURE

AVIZOR LACRIFRESH MOISTURE 0,10%

1.4.d. AVIZOR MOISTURE DROPS UNIDOSE

Solución oftálmica sin conservante y hialuronato sódico al 0,1% en formato monodosis / *Ophthalmic solution with 0,1% sodium hyaluronate and without preservative in monodose format* Variantes. 0.4ml x 20 monodosis, 0.4 ml x 5 monodosis. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR LACRIFRESH MOISTURE UNIDOSE

1.4.e. VISAID 0,2%

Solución oftálmica sin conservantes y hialuronato sódico al 0,2% en formato monodosis / *Ophthalmic solution with 0,2% sodium hyaluronate and without preservatives in monodose format* Variantes: 0.4ml x 5 monodosis, 0.4ml x 10 monodosis, 0.4ml x 15 monodosis, 0.4ml x 20 monodosis, 0.4ml x 30 monodosis. Otras marcas (*Other brands*):

- AVIZOR LACRIFRESH OCU-DRY 0,2%

1.4.f. VISAID 0,3%

Solución oftálmica sin conservantes y hialuronato sódico al 0,3% en formato monodosis / *Ophthalmic solution with 0,3% sodium hyaluronate and without preservatives in monodose format* Variantes: 0.4ml x 20 monodosis, 0.4ml x 5 monodosis, 0.4ml x 10 monodosis, 0.4ml x 15 monodosis, 0.4ml x 30 monodosis. Otras marcas (*Other brands*):

- AVIZOR LACRIFRESH OCU-DRY 0,3%
- AVIZOR LACRIFRESH OCU-DRY 0,3% LIQUIGEL. -

1.4.g. AVIZOR MOISTURE DROPS MULTIDOSIS PRESERVATIVE FREE
Solución oftálmica con hialuronato sódico al 0.1% en formato multidosis sin conservantes / *Ophthalmic solution with 0.1% sodium hyaluronate in multidose format preservative free.*

Variante: 10 ml. Otras marcas (*Other brands*):

- AVIZOR LACRIFRESH MOISTURE PRESERVATIVE FREE

1.4.h. VISAID 0.2% MULTIDOSIS PRESERVATIVE FREE
Solución oftálmica con hialuronato sódico al 0.2% en formato multidosis sin conservantes / *Ophthalmic solution with 0.2% sodium hyaluronate in multidose format preservative free.*

Variante: 10 ml. Otras marcas (*Other brands*):

- AVIZOR LACRIFRESH OCU-DRY 0.2% MULTIDOSIS PRESERVATIVE FREE

1.4.i. VISAID 0.3% MULTIDOSIS PRESERVATIVE FREE
Solución oftálmica con hialuronato sódico al 0.3% en formato multidosis sin conservantes / *Ophthalmic solution with 0.3% sodium hyaluronate in multidose format preservative free.*

Variante: 10 ml. Otras marcas (*Other brands*):

- AVIZOR LACRIFRESH OCU-DRY 0.3% MULTIDOSIS PRESERVATIVE FREE

1.4.j. SOLUCION AVIZOR MOISTURE DROPS PE
Solución oftálmica con conservante y hialuronato sódico al 0,1% en formato multidosis en envase de polietileno / *Ophthalmic preserved solution with 0,1% sodium hyaluronate in polyethylene multidose format.* Variantes. 5 ml - 10ml, 15ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR LACRIFRESH MOISTURE

AVIZOR MOISTURE DROPS

1.4.k. SOLUCION AVIZOR COMFORT DROPS PE
Solución oftálmica con conservante en formato multidosis en envase de polietileno/ *Ophthalmic solution with preservative in polyethylene multidose format* Variantes. 5 ml - 10ml - 15 ml.
Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR COMFORT DROPS

AVIZOR LACRIFRESH COMFORT

1.5. Soluciones humectante y lubricantes de lentes de contacto- Alivio de las irritaciones oculares leves / *Wetting and lubricant solution for contact lenses- Relief of the symptoms of mild eye irritations*

1.5.a. DROP AV MULTIDOSIS PRESERVATIVE FREE

Solución oftálmica sin conservantes con Aloe vera en formato multidosis en envase polietileno / *Ophthalmic solution with Aloe vera and without preservatives in polyethylene multidose format.*

Variantes: 5ml, 10 ml. Otras marcas (*Other brands*):

· AVIZOR LACRIFRESH ALOE - VISAID ALOE

1.6. Soluciones de limpieza / *Cleaning solutions.*

1.6.a. Soluciones para limpieza de todo tipo de lentes de contacto/ *Cleaning solution for all contact lenses*

1.6.a.1. CLEARLYNE PLUS

Solución isotónica, tamponada y con conservante para limpieza diaria de lentes de contacto en formato multidosis en envase polipropileno/ *Isotonic, buffered and preserved solution for daily cleaning contact lenses in polypropylene multi-doses format.* Variantes: 30ml, 40ml, 60ml.

Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR LIPID CLEAN SIH

1.6.b. Soluciones para limpieza de lentes de contacto rígidas y gas-permeables/ *Cleaning solutions for RGP contact lenses*

1.6.b.1. AVIZOR GP LIMPIADOR

Solución con detergente aniónico para limpieza de lentes RGP / *Solution with anionic agent for RGP contact lenses.* Variantes: 15ml, 30ml, 40ml, 60ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR GP CLEANER

1.7. Soluciones para aclarado, desinfección, humectación y conservación / *Rinsing, disinfecting, wetting and preserving solution.*

1.7.a. Soluciones para aclarado, desinfección, humectación y conservación de lentes de contacto rígidas y gas-permeables/ *Rinsing, disinfecting, wetting and preserving solution for RGP contact lenses*

1.7.a.1. AVIZOR ACONDICIONADORA

Solución isotónica, tamponada y con conservante en formato multidosis en envase polipropileno/ *Isotonic, buffered and preserved solution in polypropylene multidose format.* Variantes: 30ml, 60ml, 100ml, 120ml, 200ml, 240ml. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR GP CONDITIONER

AVIZOR GP HUMECTANTE

1.8. Soluciones para limpieza y desinfección /
Cleaning and disinfecting solution for soft

1.8.a. Soluciones para limpieza y desinfección de lentes de contacto hidrofílicas /
Cleaning and disinfecting solution for soft contact lenses

1.8.a.1. PEROXIZOR 1

Solución de peróxido de hidrogeno al 3% en formato multidosis y envase polipropileno / *Solution of 3% hydrogen hydrogen in polypropylene multidose format.* Variantes: 60ml, 100ml, 350ml, 360ml. Otras marcas (*Other brands*):

NOVOXY 1

1.9. Solución neutralizante /
Neutralizing solution

1.9.a. Solución neutralizante para lentes hidrofílicas /
Neutralizing solution for soft contact lenses

1.9.a.1. PEROXIZOR 2

Solución neutralizante de peróxido de hidrogeno con conservante en formato multidosis en envase polipropileno / *Neutralizing solution of hydrogen peroxide with preservative in polypropylene multidose format* Variantes: 60ml, 350ml, 360ml. Otras marcas (*Other brands*):

NOVOXY 2

1.9.a.2. NOVOXY 2 UNIDOSE

Solución neutralizante de peróxido de hidrogeno sin conservantes en formato monodosis/ *Neutralizing solution without preservative in monodose format.* Variantes: 10 ml x 30 monodosis.

2. COMPRIMIDOS (TABLETS).

2.1. Comprimidos para la limpieza enzimática de proteínas de lentes de contacto/
Tablets for enzymatic cleaning of proteins from contact lenses

2.1.a. SUPRAZYM. Variantes: 10 comp, 12 comp, 20 comp.

Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR ENZYME

AVIZOR ENZYMATIC CLEANING

**3. SOLUCIONES DESINFECTANTES + COMPRIMIDOS NEUTRALIZADORES
(DISINFECTING SOLUTION + NEUTRALIZING TABLETS)**

3.1. Peróxido un paso para todo tipo de lentes de contacto / *One-step peroxide for all contact lenses*

3.1.a. AVIZOR ONE STEP

Variantes: 60ml + 8 comp, 250 ml + 30 comp, 350ml+45 comp, 2x 350ml + 90 comp.

3.1.b. AVIZOR ONE STEP BIOINDICADOR

Variantes: 60ml + 8 comp, 250 ml + 30 comp, 350ml+45 comp, 2x 350ml + 90 comp, 15 comp. Otras marcas (*Other brands*):

AVIZOR NOVOXY ONE STEP BIO

AVIZOR ONE STEP BIO.

3.1.c. EVER CLEAN SELF ACTION

Variantes: 60ml + 8 comp, 225 ml + 30 comp, 350ml+45 comp, 2 x 350ml + 90 comp. Otras marcas (*Other brands*):

EVER CLEAN

3.1.d. AVIZOR ONE STEP PLUS

Variantes: 60ml + 8 comp, 225 ml + 30 comp, 350ml+45 comp, 2x 350ml + 90 comp. Otras marcas (*Other brands*)

EVER CLEAN PURE

3.1.e. EVER CLEAN PLUS

Variantes: 60ml + 8 comp, 2x60ml + 2x8 comp, 225 ml + 30 comp, 350ml+45 comp, 2 x 350ml + 90 comp. Otras marcas (*Other brands*):

3.2. Peróxido un paso para lentes de contacto esclerales / *One-step peroxide for scleral contact lenses*.

3.2.a. EVER CLEAN SCLERAL

Variantes: 80ml + 8 comp, 100 ml + 10 comp, 300ml+30 comp, 350ml + 35 comp.

4. SOLUCIONES OFTÁLMICAS / *OPHTHALMICS SOLUTIONS*

Clasificación/*Classification*: IIa Código NANDO/ *NANDO code*: MD 0105

4.1. Soluciones para alivio de irritaciones oculares leves/ *Solutions for mild eye irritations relief*.

4.1.a. AVIZOR DROP AV

Solución oftálmica sin conservantes con aloe vera en formato monodosis / *Ophthalmic solution with aloe vera and without preservatives in monodose format*

Variantes: 0.4ml x 5 monodosis, 0.4ml x 10 monodosis, 0.4ml x 15 monodosis, 0.4ml x 20 monodosis, 0.4ml x 30 monodosis.

Otras marcas (*Other brands*)

- VISAID ALOE -

4.1.b. AVIZOR EYE DROPS HYALURONATE 0,2% PRESERVED. Solución oftálmica con conservante y hialuronato sódico al 0,2% en formato multidosis/ *Ophthalmic solution with 0.2% sodium hyaluronate and with preservative in multidose format.* Variantes: 5ml, 10ml, 15ml.

4.1.c. AVIZOR EYE DROPS HYALURONATE 0,2% UNPRESERVED. Solución oftálmica sin conservante y hialuronato sódico al 0,2% en formato monodosis/ *Ophthalmic solution with 0.2% sodium hyaluronate and without preservative in monodose format.*

Variantes: 0.4ml x 5 monodosis, 0.4ml x 10 monodosis, 0.4ml x 15 monodosis, 0.4ml x 20 monodosis, 0.4ml x 30 monodosis.

4.1.d. AVIZOR HERBAL EYE DROP CON HIALURONATO Y EUPHRASIA PRESERVED. Solución oftálmica con conservante con hialuronato y Euphrasia en formato multidosis en envase de polietileno/ *Ophthalmic solution with Hialuronate and Euphrasia with preservatives in polyethylene multidose format.* Variantes: 5ml, 15ml.

- VISAID BLUEFRESH

4.1.e. AVIZOR HERBAL EYE DROP CON HIALURONATO Y EUPHRASIA UNPRESERVED. Solución oftálmica sin conservante con hialuronato y Euphrasia en formato monodosis en envase de polietileno/ *Ophthalmic solution with Hialuronate and Euphrasia without preservatives in polyethylene monodose format.*

Variantes: 0.4ml x 5 monodosis, 0.4ml x 10 monodosis, 0.4ml x 15 monodosis, 0.4ml x 20 monodosis, 0.4ml x 30 monodosis.

4.1.f. AVIZOR HERBAL EYE DROP CON EUPHRASIA Y CHAMOMILLA PRESERVED. Solución oftálmica con conservante con Euphrasia y Chamomilla en formato multidosis en envase de polietileno/ *Ophthalmic solution with Euphrasia and Chamomilla with preservatives in polyethylene multidose format.* Variantes: 5ml, 15ml.

4.1.g. AVIZOR HERBAL EYE DROP CON EUPHRASIA Y CHAMOMILLA UNPRESERVED. Solución oftálmica sin conservante con Euphrasia y Chamomilla en formato monodosis en envase de polietileno/ *Ophthalmic solution with Euphrasia and Chamomilla without preservatives in polyethylene monodose format.*

Variantes: 0.4ml x 5 monodosis, 0.4ml x 10 monodosis, 0.4ml x 15 monodosis, 0.4ml x 20 monodosis, 0.4ml x 30 monodosis.

4.2 Baño ocular con bañera/ *Eye wash with a bath*

4.2.a. AVIZOR EYE WASH

Solución oftálmica con conservante en formato multidosis en envase polipropileno / *Ophthalmic solution with preservative in polypropylene multidose format* Variantes: 250ml

Clasificación/*Classification*: III Código NANDO/ *NANDO code*: MD 0108 - MDS 7006

1.4. Soluciones humectantes y lubricantes de lentes de contacto- Alivio de la sequedad y fatiga ocular/ *Wetting and lubricant solution for contact lenses- Relief of the symptoms of dryness and eye fatigue*

1.4.1. DROP ART.

Solución oftálmica sin conservante con extracto de Artemia en formato multidosis/ *Ophthalmic solution with Artemia extract without preservatives in multidose format.* Variante: 10 ml

Otras marcas (*Other brands*):

OZEAN

Productos oftálmicos y ópticos: Accesorios.

(Ophthalmic and optical devices: Accesories)

Clasificación/*Classification* : I

A. ESTUCHES PORTALENTES (*LENS CASES*):

- AVIZOR CILINDRICO VÁLVULA (*CYLINDRIC WHITH VALVE*)
- AVIZOR CILINDRICO (*CYLINDRIC*).
- AVIZOR PLANO MINI. (*FREQUENT FLAT*)